



Notice d'installation et d'utilisation de Minibase

SOMMAIRE

| | |
|---|--------|
| I Préambule | Page 3 |
| II Installation | Page 4 |
| III Interfaçage avec d'autres logiciels pour l'import de données | Page 4 |
| IV Classement des courriers | Page 5 |
| IV Consultations des courriers archivés | Page 7 |

I Préambule

Ce logiciel appartient à l'association APICEM Lorraine qui en fixe les conditions d'utilisation.
Sauf autorisation explicite, son utilisation est gratuite pour tout membre de l'association.

II Installation

- Sous Mac OS X copiez l'application minibase dans le dossier "Applications" de votre Mac
- Sous Windows copiez l'application minibase.exe dans un répertoire de votre choix.

III Interfaçage avec d'autres logiciels pour l'import de données

Au lancement de MiniBase un répertoire "MiniBaseImport" est créé automatiquement


- Sous Mac dans "Documents"
- Sous Windows dans "Mes Documents"

Ce répertoire "MiniBaseImport" sera à paramétrer comme répertoire d'exportation des courriers décryptés dans votre client de messagerie (Apimail-A, ApimailV3, etc.)

Les documents **texte (.txt)** au format hprim ou non sont alors considérés comme devant être intégrés dans la base de données patient et présentés à l'utilisateur pour classement plus ou moins automatique en fonction du détail de l'identité patient.

IV Classement des courriers

Pour visualiser les documents placés dans le dossier **MiniBaseImport**, il suffit de cliquer sur l'onglet "Reçu" de la fenêtre principale de MiniBase.



The screenshot shows the MiniBase application window. At the top, there are two tabs: "Patients" and "Reçu". The "Reçu" tab is selected. Below the tabs is a table with the following data:

| Prénom | Nom | Naissance | CP | Ville | Date | De | Sujet | Fichier |
|---------|------------|------------|-------|-----------|------------|-------------------|-------|---------------|
| Jeanne2 | Dupontest2 | 1953-02-09 | 59240 | Dunkerque | 2011-01-03 | LABORATOIR LAB... | | result002.txt |

Below the table is a "Ranger" button. A red arrow points from the text above to this button. The main area of the window displays a hematology report for an examination on 03/01/11. The report includes values for Hematocrite, Hemoglobin, T.C.M.H., C.C.M.H., V.G.M., Leucocytes, and Plaquettes, along with normal ranges and previous values.

MiniBase version 1.2.3

Pour classer le courrier dans le dossier patient cliquez sur le bouton "ranger"

Si le dossier du patient n'est pas encore créé dans Minibase cliquez sur le bouton "Nouveau"

Informations Patient de l'acte à classer :

Jeanne2 Dupontest2 1953-02-09
80 RUE de l'été 253026592100011
59240 Dunkerque

X approx.

| Dossier | Prénom | Nom | Naissance | CP | Ville |
|---------|--------|-----|-----------|----|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nouveau Annuler OK

Les informations patient sont récupérées dans l'en-tête HPRIM, vous pouvez les compléter ou les modifier puis valider la création du nouveau dossier en cliquant sur "Ok".

Infos patient :

Prénom : Jeanne2

Nom : Dupontest2

Né(e) le : 09 02 1953

Adresse :
80 RUE de l'été
59240 Dunkerque


n° SS : 253026592100011

Annuler OK

IV Consultations des courriers archivés

Vous pouvez à tout moment retrouver les courriers classés dans les dossiers patients.

Vous sélectionnez dans la liste le patient voulu puis vous cliquez sur "Voir Dossier"



The screenshot shows the MiniBase application window. At the top, there are three window control buttons (red, yellow, green) and the title "MiniBase". Below the title bar, there are two tabs: "Patients" (selected) and "Reçu". Under the "Patients" tab, there are three buttons: "Nouveau", "Modifier", and "Supprimer". To the right of these buttons is a search input field with a clear button (X). Below the search field is a table with the following columns: "Dossier", "Prénom", "Nom", "Naissance", "CP", and "Ville". The table contains two rows of data:

| Dossier | Prénom | Nom | Naissance | CP | Ville |
|---------|---------|------------|------------|-------|-----------|
| 1 | Jeanne2 | Dumontest2 | 1953-02-09 | 59240 | Dunkerque |
| 2 | Jean | Dumont | 1977-11-06 | 59240 | Dunkerque |

Below the table, there is a status bar that reads "2 patients trouvés" and "MiniBase version 1.2.3". A red arrow points from the text above to the "Voir Dossier" button, and another red arrow points from the text above to the "Dumont" entry in the table.

CONTACT



APICEM

Centre d'Affaires CRÉANOR
3, route de Bergues
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE

Tél : 03 28 25 13 97

Tél support technique : 03 28 63 00 65

Email : infoapicrypt@infoapicrypt.org

Site Internet : www.apicrypt.org