

APICRYPT® MOBILE



➔ COMMENT ÇA MARCHE ?

APICRYPT MOBILE permet d'exploiter les fonctionnalités « mail » d'APICRYPT® version 1 * en émission et réception sur vos smartphones et tablettes.

Grâce aux différents formulaires de saisie guidée proposés, l'écriture des mails est simplifiée, tout comme l'association d'images.



Un maximum de 6 photos peut accompagner votre message APICRYPT® qui ne contient alors que des liens hypertextes. L'accès à l'image sera possible pendant une durée fixée par l'émetteur (au maximum 1 an), à partir de ce lien.

L'installation des clés de cryptage APICRYPT® a été simplifiée. Vous serez guidé pas à pas lors de cette installation, qui ne vous prendra que quelques instants.

➔ COMMENT L'OBTENIR ?


L'usage de l'application **APICRYPT MOBILE** est possible pour les utilisateurs de la messagerie sécurisée en santé APICRYPT® uniquement. Pour que l'application puisse fonctionner, il faut que l'option « Webmail » soit activée sur votre compte. Pour ce faire, il suffit de vous rapprocher de notre assistance technique.



APICRYPT MOBILE est disponible **gratuitement** sur les plateformes de téléchargement habituelles : App Store et Google Play.



- ✓ **Envoyez et recevez**
Vos mails sécurisés APICRYPT® sur votre mobile ou tablette
- ✓ **Facilitez l'envoi d'images**
 - Formulaire de saisie guidée
 - Envoi d'un lien hypertexte
- ✓ **Application de mobilité**
 - Indispensable
 - Simple
 - Sans SPAM et sans publicité
- ✓ **Les usages**
 - Les résultats de biologie
 - Vos correspondances
 - Suivi de plaies et cicatrisation
 - Observance thérapeutique



* APICRYPT MOBILE en version 2 compatible avec l'Espace de confiance MSSanté est en cours de développement.

ASSISTANCE TECHNIQUE :
Du lundi au vendredi,
de 8h à 19h sans interruption
et le samedi de 9h à 12h.
(hors jours fériés)

APICEM SARL
3 route de Bergues
CS 20 007
F - 59 412
Coudekerque cedex 2

+33 (0) 3 28 63 00 65

www.apicrypt.org

APICRYPT®
est labellisée



Découvrez nos applications
pour tablettes et smartphones :

